



Heat It Up

Klein, zuverlässig und flexibel: Eppendorf HeatSealer



Dank seiner kleinen Stellfläche findet der Eppendorf HeatSealer überall dort Platz, wo er benötigt wird.

»Wirksamer Schutz vor Verdunstung.«

Die HeatSealer-Familie von Eppendorf ermöglicht die zuverlässige und effektive Versiegelung einer Vielzahl von Platten. Wenn Sie mit Platten arbeiten, erzielen Sie nur mit einer dichten, reproduzierbaren Versiegelung zuverlässige Assay-Ergebnisse. In jedem Labor kommen verschiedene Plattentypen zum Einsatz. Die gebräuchlichsten Formate können in Heatsealern verarbeitet werden – von großen Deepwell-Platten bis hin zu low-profile PCR-Platten. Unser spezielles Adapterset bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen, um nahezu jede Platte zu versiegeln. Insbesondere bei der Langzeitlagerung trägt eine dichte Versiegelung dazu bei, dass Ihre Probe sicher aufbewahrt wird, bis Sie sie wieder benötigen!

Produktmerkmale:

- > Hermetisches Versiegeln von Multiwell-Platten
- > Verdunstungsschutz für PCR, Vermeidung von Kreuzkontamination
- > Versiegelt 96- und 384-Well-Platten
- > Integrierter Thermostat verhindert Überhitzen
- > Verbesserte Andruckmechanik für eine noch einfachere Versiegelung
- > PCR-Platten-Adapter inklusive



Der Eppendorf HeatSealer S100 passt in jedes Labor – er ist besonders klein und bedienfreundlich.



Der Eppendorf HeatSealer S200 bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen – wählen Sie aus verschiedenen Versiegelungstemperaturen und Versiegelungszeiten.

Technische Daten

	Eppendorf HeatSealer S100	Eppendorf HeatSealer S200
Temperatur	170 °C	125–200 °C in Schritten von 1 °C
Zeiteinstellbereich	–	1 bis 9 s in Schritten von 0,5 s
Gewicht	4 kg	7,2 kg
Abmessungen	220 × 250 × 230 mm	220 × 321 × 425 mm
Leistungsaufnahme	320 W	350 W
Betriebstemperatur	18 °C bis 30 °C	18 °C bis 30 °C
Betriebsluftfeuchte	20 % bis 80 % nicht kondensierend	20 % bis 80 % nicht kondensierend

Bestellinformationen

Bezeichnung	Bestellnummer
Eppendorf HeatSealer S100, 110–230 V	5391 000.001
Platten-Adapter, low profile, für HeatSealer S100	5391 070.018
Platten-Adapter, high profile, für HeatSealer S100	5391 070.034
Eppendorf HeatSealer S200, 110–230 V	5392 000.005
Platten-Adapter, high profile, für HeatSealer S200	5392 070.011
Platten-Adapter, low profile, für HeatSealer S200	5392 070.020
Films und Foils	
Eppendorf Heat Sealing Film, PCR clean, 100 Stck.	0030 127.838
Eppendorf Heat Sealing Foil, PCR clean, 100 Stck.	0030 127.854

Bestellnummern für Deepwell-Platten, Mikrottestplatten und PCR-Platten finden Sie unter [to www.eppendorf.com](http://www.eppendorf.com)

Your local distributor: www.eppendorf.com/contact

Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH · 50389 Wesseling-Berzdorf · Germany
 vertrieb@eppendorf.de · www.eppendorf.de
 Eppendorf Austria GmbH · 1210 Wien · Austria
 eppendorf@eppendorf.at · www.eppendorf.at
 Vaudaux-Eppendorf AG · 4124 Schönenbuch · Switzerland
 eppendorf@eppendorf.ch · www.eppendorf.ch

www.eppendorf.com