

Übersicht über die Zentrifugen-Familie

Eppendorf-Mikrozentrifugen



Modell	MiniSpin®	MiniSpin® plus	5418 R	5424 R	5425	5427 R	5430	5430 R
Positionierung	Platzsparende Minizentrifuge mit zwölf Plätzen		Kompakte Mikrozentri- fuge mit 18 Plätzen	Gekühlte Standard-Mi- krozentrifuge mit 24 Plätzen	Flüsterleise Standard-Mi- krozentrifuge mit 24 Plätzen	Gekühlte Hoch- leistungs-Mi- krozentrifuge mit 48 Plätzen	Kompakte und dennoch vielseitig einsetzbare Mikrozentrifuge	
Max. Kapazität	12 x 1,5/2 mL		18 x 1,5/2 mL	24 x 1,5/2 mL	10 x 5 mL	48 x 1,5/2 mL	48 x 1,5/2 mL (6 x 15/50 mL, 2 x MTP)	
Max. Geschwindigkeit (RZB)	12.100 x g	14.100 x g	16.873 x g	21.130 x g	21.300 x g	25.000 x g	30.130 x g	
Max. rpm	13.400	14.500	14.000	15.000	15.060	16.220	17.500	
Rotoroptionen	2		1	4	6	9	12	
Gekühlt	-	-	0 °C bis 40 °C	-10 °C bis 40 °C	-	-10 °C bis 40 °C	-	-11 °C bis 40 °C
Bestell-Nr.	5452 000.010	5453 000.015	5401 000.010	5404 000.610	5405 000.719	5409 000.010	5427 000.610	5428 000.610

Eppendorf-Tischzentrifugen



Modell	5702	5702 R	5702 RH	5804	5804 R	5810	5810 R	5910 R	5920 R
Positionierung	Tischzentrifuge mit niedriger Geschwindigkeit und mittlerer Kapazität für klinische Forschungs- und Zellkulturlabore			Hochgeschwindigkeits-Tischzentrifuge mit mittlerer Kapazität		Kompakte Tischzentrifuge mit mittlerer Kapazität		Äußerst vielseitige Tischzentrifuge mit hoher Kapazität	Hochleistungs-Tischzentrifuge mit sehr hoher Kapazität
Kapazität	4 x 100 mL			4 x 250 mL		4 x 750 mL		4 x 750 mL	4 x 1.000 mL
> Konische Gefäße	20 x 15 mL/4 x 50 mL			40 x 15 mL/16 x 50 mL		56 x 15 mL/28 x 50 mL		64 x 15 mL/ 36 x 50 mL	108 x 15 mL/ 52 x 50 mL
> Blutentnahmegefäße	36 x 13 mm/30 x 16 mm			56 x 13 mm/52 x 16 mm		100 x 13 mm/80 x 16 mm		120 x 13 mm/ 104 x 16 mm	196 x 13 mm/ 148 x 16 mm
> Platten	-			10 x MTP/2 x DWP		16 x MTP/4 x DWP		20 x MTP/ 4 x DWP	28 x MTP/ 8 x DWP
Max. Geschwindigkeit (RZB)	3.000 x g			20.913 x g		20.913 x g		22.132 x g	25.062 x g
Max. rpm	4.400			14.000		14.000		14.000	13.700
Rotoroptionen	6			12		18		-	-
Gekühlt	-	-9 °C bis 40 °C	-9 °C bis 42 °C	-	-9 °C bis 40 °C	-	-9 °C bis 40 °C	-11 °C bis 40 °C	-11 °C bis 40 °C
Bestell-Nr.	5702 000.010	5703 000.010	5704 000.010	5804 000.010	5805 000.010	5810 000.010	5811 000.015	5942 000.010	5948 000.010

Änderungen der technischen Spezifikationen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.